

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://famed.nt-rt.ru> || fde@nt-rt.ru

Противопрележневые матрасы. Каталог

ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
МАТРАСЫ

Пролежни – глобальная проблема




В настоящее время пролежни являются третьим самым дорогостоящим заболеванием в мире. Подсчитано, что только в США около 2,5 миллионов пациентов ежегодно страдают от пролежней, и примерно 60 000 человек умирают от них. Лечение пролежней обходится системе здравоохранения США примерно в 12 миллиардов долларов ежегодно². Они представляют собой одну из наиболее важных клинических проблем у госпитализированных, хосписных или находящихся под опекой пациентов - они снижают качество их жизни, вызывают боль и страдания³.

Пролежни представляют собой локализованные поражения кожи или глубоких тканей, которые обычно появляются в местах выступающих костей в результате давления или комбинации давления и разрыва¹.

Более 70% пролежней возникают в нижней части тела и, в зависимости от положения больного, возникают в области:

- крестец - около 40% случаев;
- седалищные опухоли - около 5% случаев;
- вертлуг - около 10% случаев;
- боковые лодыжки - около 5% случаев;
- опухоли пятки - около 10% случаев^{4,5,6}.



ТОЛЬКО 35% БОЛЬНИЦ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ УДОБСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ⁷



Несмотря на то, что статистика улучшается (в 2015 году показатель составлял 74%), все же целых 65% опрошенных больниц не соответствуют стандартам, установленным независимой организацией, осуществляющей надзор за здоровьем и безопасностью пациентов Leapfrog.

Стандарты включают в себя например:

- процент пациентов, у которых в больнице развиваются пролежни.

Большинство этих случаев можно избежать, конечно, это требует как финансовых ресурсов, так и приверженности со стороны медицинского персонала и руководства больницы, что в долгосрочной перспективе принесет экономию – снижение риска пролежней и сокращение периода выздоровления. Правильный выбор противопролежневых матрасов и больничных кроватей Famed Żywies, оснащенных технологией pSilverTM, которая уменьшает распространение бактерий, защищает пациентов от последствий образования и развития пролежней. Исследования показывают, что внутрибольничные инфекции представляют серьезную угрозу как для пациентов, так и для медицинского персонала⁸. Длительная госпитализация, рост стоимости лечения и риск судебных исков могут стать тяжелым бременем для финансового положения больницы.



¹ National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Perth, Australia; 2014

² Berlowitz Dea. Preventing pressure ulcers in hospitals: A toolkit for improving quality of care.

³ Rosińczuk-Tanderys J., 2005).

⁴ Budynek M., Nowacki C. Opatrywanie ran. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008.

⁵ Kózka M. Odleżyny — występowanie, profilaktyka i leczenie. Rehab. Med. 2004, 8:29–38.

⁶ Krasowski G., Kruk M. Leczenie odleżyn i ran przewlekłych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

⁷ Hospital - Acquired Conditions, Data by Hospital on Nationally Standardized Metrics - The Leapfrog Group.

⁸ Guidelines for prevention of hospital acquired infections, Indian Journal of Critical Care Medicine, 2014 Mar; 18(3): 149–163.

Famed MP-01

FAMED MP-01 ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТРАС ДЛЯ ПРОЛЕЖНЕЙ 2 СТЕПЕНИ

Высококачественный матрас, используемый для профилактики и лечения пролежней до 2 степени (EPUAP) и для лечения боли, связанной с их возникновением. Четырехслойная конструкция сделанная из пенополиуретана разной плотности и толщины с продольными и поперечными разрезами подстраивается под форму тела пациента, снижая давление на ткани и поддерживая кожу пациента в надлежащем состоянии. Максимальные эксплуатационные параметры матраса обеспечивает инновационный поролон EvoPore HRC (High Resilience Climate). Доступны четыре размера матраса (1900x760 мм, 1960x840 мм, 2000x850 мм и 2060x865 мм), также можно выбрать высоту (12/14/15/16 см). Матрасы соответствуют требованиям медицинских учреждений всех типов.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Пять видов пенополиуретана разной плотности, помещены в матрас, который разделенный на 3 секции: голова, пятка и туловище, сохраняют идеальное распределение веса даже в экстремальных положениях пациента. Амортизирующий поролон (Shock Absorbing Foam) очень быстро реагирует на оказываемое на него давление и адаптируется к форме тела пациента, защищая участки, подверженные пролежням. Двухслойное покрытие сводит к минимуму силу движений и предотвращает повреждение кожи пациента. Более жесткая пена, размещенная по краям, стабилизирует положение пациента и снижает риск падения с кровати.




КОМФОРТ

Высокоэластичный поролон EvoPore HRC (High Resilience Climate) обеспечивает как здоровый спокойный сон, так и процесс регенерации. Его многоячеистая структура идеально прилегает к телу пациента, обеспечивая комфорт даже при длительном пребывании на кровати. Дышащий чехол поддерживает кожу пациента в необходимом состоянии. Жесткая пена TEX по краям матраса обеспечивает устойчивость в положении сидя и помогает сохранить равновесие, когда пациент встает с кровати. Специальные прорези в конструкции матраса обеспечивают непрерывный поток воздуха и идеальные условия для выздоровления.



ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Водонепроницаемое и дышащее покрытие предотвращает проникновение жидкостей внутрь матраса. Высококачественные материалы, используемые для изготовления чехла, обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами, ограничивающими рост микроорганизмов. Молния позволяет быстро снять чехол. Высокая устойчивость ко всем дезинфицирующим средствам, используемым медицинскими учреждениями, увеличивает срок службы матраса и снижает расходы по его использованию.



Высокая воздухопроницаемость



Антисептическое покрытие



Водонепроницаемое и паропроницаемое покрытие



Гибкое покрытие для минимизации силы сдвига



Вес пациента с гарантированной терапевтической эффективностью

HYPER FOAM Plus

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАС ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ДЛЯ ПРОЛЕЖНЕЙ 3 СТЕПЕНИ

Это высококачественный двухслойный противолежневый матрас, используемый при лечении пролежней 3 степени (ЭПУАП). Негорючий пенополиуретан с продольными и поперечными разрезами обеспечивает максимальный комфорт пациента, предотвращает образование пролежней и играет важную роль в лечении боли. Полиуретановое водонепроницаемое покрытие предотвращает попадание жидкостей и обеспечивает коже достаточную воздухопроницаемость. Поверхность чехла уменьшает трение и предотвращает повреждение тканей. Конструкция матраса обеспечивает комфорт и безопасность даже при длительном пребывании в медицинских учреждениях.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Двухслойный пенополиуретановый матрас, применяемый при профилактике и лечении пролежней до 3 степени (ЭПУАП), изготовленный из негорючей пены разной плотности и толщины. Специальные зоны защищают голову и пятки пациента от пролежней. Гибкое покрытие с поверхностью, препятствующей размножению бактерий и вирусов, сводит к минимуму усилия сдвига и защищает кожу пациента от повреждений. Обеспечивает терапевтическую эффективность для пациентов с массой тела от 20 до 140 кг.




КОМФОРТ

Высокоэластичный пенополиуретан различной плотности и толщины быстро реагирует на оказываемое давление, подстраиваясь под форму тела пациента. Покрытие, изготовленное из дышащего полиэфирно-полиуретанового покрытия, обеспечивает пациенту комфорт и сохраняет его кожу в необходимом состоянии. Двухслойная структура высотой 14 см и правильно подобранные материалы обеспечивают комфорт и правильное восстановление для пациентов со средним риском развития пролежней.



ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Водонепроницаемое и дышащее покрытие предотвращает проникновение жидкостей внутрь матраса. Высококачественные материалы, используемые для изготовления чехла, обеспечивают его долговечность даже при стирке при температуре до 95°C. Застежка-молния позволяет быстро разобрать чехол. Высокая устойчивость к дезинфицирующим средствам увеличивает срок службы матраса и снижает эксплуатационные расходы. Автоклавированная стерилизация гарантирует безопасность и предотвращает распространение бактерий, вирусов и грибов.



Высокая воздухопроницаемость



Возможна стерилизация в автоклаве



Антисептическое покрытие



Водонепроницаемое и паронепроницаемое покрытие



Давление <18 мм рт.ст.



Гибкое покрытие для минимизации силы сдвига



Не воспламеняется CRIBS



Вес пациента с гарантированной терапевтической эффективностью 20-140 kg

HYPER FOAM Plus Clinic



ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАС ИЗ ПОРОЛОНА ДЛЯ 3 СТЕПЕНИ ПРОЛЕЖНЕЙ

Это высококачественный двухслойный противопролежневый матрас, используемый при лечении пролежней до 3 степени (ЭПУАП). Дополнительные вставки из пеноматериала по бокам матраса обеспечивают большую устойчивость и снижают риск деформации. Негорючая пена с продольными и поперечными разрезами обеспечивает максимальный комфорт пациента, предотвращает образование пролежней и играет важную роль в лечении боли. Полиуретановое водонепроницаемое покрытие предотвращает проникновение жидкостей и обеспечивает коже достаточный комфорт. Поверхность чехла уменьшает трение и предотвращает повреждение тканей. Матрас предназначен для пациентов со средним риском развития пролежней.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Двухслойный поролоновый матрас, применяемый при профилактике и лечении пролежней до 3 степени (ЭПУАП), изготовленный из негорючей пены разной плотности и толщины. Специальные зоны защищают голову и пятки пациента от пролежней. Гибкое покрытие с поверхностью, препятствующей размножению бактерий и вирусов, сводит к минимуму усилия сдвига и защищает кожу пациента от повреждений. Обеспечивает терапевтическую эффективность для пациентов с массой тела от 20 до 140 кг.




КОМФОРТ

Высокоэластичная пена различной плотности и толщины очень быстро реагирует на оказываемое давление, подстраиваясь под форму тела пациента. Жесткая пена по краям матраса обеспечивает устойчивое положение сидя и помогает сохранять равновесие при вставании с кровати. Покрытие, изготовленное из дышащего полиэфино-полиуретанового покрытия, обеспечивает пациенту комфорт и сохраняет его кожу в нужном состоянии. Двухслойная конструкция высотой 14 см обеспечивает комфорт даже при длительном пребывании в стационаре.



ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Водонепроницаемое и дышащее покрытие предотвращает проникновение жидкостей внутрь матраса. Высококачественные материалы, используемые для изготовления чехла, обеспечивают его долговечность даже при стирке при температуре до 95°C. Застежка-молния позволяет быстро разобрать чехол. Высокая устойчивость к дезинфицирующим средствам увеличивает срок службы матраса и снижает эксплуатационные расходы. Автоклавируемая стерилизация гарантирует безопасность и предотвращает распространение бактерий, вирусов и грибов.



Высокая воздухопроницаемость



Возможна стерилизация в автоклаве



Антисептическое покрытие



Водонепроницаемое и паропроницаемое покрытие



Давление <18 мм рт.ст.



Гибкое покрытие для минимизации силы сдвига



Не воспламеняется CRIB5



Вес пациента с гарантированной терапевтической эффективностью

HYPER FOAM 2

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАС ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ДЛЯ 4 СТЕПЕНИ ПРОЛЕЖНЕЙ

Высококачественный матрас, используемый для профилактики и лечения пролежней до 4 степени (EPUAP) и для лечения боли, связанной с их возникновением. Трехслойная конструкция из пенополиуретана разной плотности и толщины с продольными и поперечными разрезами подстраивается под форму тела пациента, снижая давление на ткани. Водонепроницаемое дышащее покрытие с системой, минимизирующей силы сдвига, предотвращает повреждение кожи, поддерживая ее в надлежащем состоянии. Матрас предназначен для использования у пациентов с очень высоким риском развития пролежней.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Трехслойный пенополиуретановый матрас, применяемый при профилактике и лечении пролежней до 4 степени (ЭПУАП), изготовленный из негорючей пены разной плотности и толщины. Специальные зоны защищают голову и пятки пациента от пролежней. Гибкое покрытие с поверхностью, препятствующей размножению бактерий и вирусов, сводит к минимуму усилия сдвига и защищает кожу пациента от повреждений. Обеспечивает терапевтическую эффективность для пациентов с массой тела от 20 до 150 кг.




КОМФОРТ

Высокоэластичный пенополиуретан различной плотности и толщины очень быстро реагирует на оказываемое давление, подстраиваясь под форму тела пациента. Покрытие, изготовленное из дышащего полиэфирно-полиуретанового покрытия, обеспечивает пациенту комфорт и сохраняет его кожу в нужном состоянии. Трехслойная конструкция высотой 15 см и тщательно подобранные материалы обеспечивают комфорт и адекватное выздоровление даже при длительном пребывании в медицинском учреждении.



ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Водонепроницаемое и дышащее покрытие предотвращает проникновение жидкостей внутрь матраса. Высококачественные материалы, используемые для изготовления чехла, обеспечивают его долговечность даже при стирке при температуре до 95°C. Застежка-молния позволяет быстро разобрать чехол. Высокая устойчивость к дезинфицирующим средствам увеличивает срок службы матраса и снижает эксплуатационные расходы. Автоклавированная стерилизация гарантирует безопасность и предотвращает распространение бактерий, вирусов и грибов.



Высокая воздухопроницаемость



Возможна стерилизация в автоклаве



Антисептическое покрытие



Водонепроницаемое и паронепроницаемое покрытие



Давление <18 мм рт.ст.



Гибкое покрытие для минимизации силы сдвига



Не воспламеняется CRIB5



Вес пациента с гарантированной терапевтической эффективностью

HYPER FOAM 2 Clinic

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАС ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ПРОТИВ ПРОЛЕЖНЕЙ 4 СТЕПЕНИ

Высококачественный матрас, используемый для профилактики и лечения пролежней 4 степени (EPUAP) и для лечения боли, связанной с их возникновением. Трехслойная конструкция из пенополиуретана разной плотности и толщины с продольными и поперечными разрезами подстраивается под форму тела пациента, снижая давление на ткани. Водонепроницаемое дышащее покрытие с системой, минимизирующей силу сдвига, предотвращает повреждение кожи, поддерживая ее в надлежащем состоянии. Матрас предназначен для использования у пациентов с очень высоким риском развития пролежней.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Трехслойный пенополиуретановый матрас, применяемый при профилактике и лечении пролежней до 4 степени (ЭПУАП), изготовленный из негорючей пены разной плотности и толщины. Специальные зоны защищают голову и пятки пациента от пролежней. Эластичное покрытие с поверхностью, препятствующей размножению бактерий и вирусов, сводит к минимуму силы сдвига и защищает кожу пациента от повреждений. Обеспечивает терапевтическую эффективность для пациентов с массой тела от 20 до 150 кг.




КОМФОРТ

Высокоэластичный пенополиуретан различной плотности и толщины очень быстро реагирует на оказываемое давление, подстраиваясь под форму тела пациента. Покрытие, изготовленное из дышащего полиэфирно-полиуретанового покрытия, обеспечивает пациенту комфорт и сохраняет его кожу в нужном состоянии. Трехслойная конструкция высотой 15 см и тщательно подобранные материалы обеспечивают комфорт и адекватное выздоровление даже при длительном пребывании в медицинском учреждении.



ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Водонепроницаемое и дышащее покрытие предотвращает проникновение жидкостей внутрь матраса. Высококачественные материалы, используемые для изготовления чехла, обеспечивают его долговечность даже при стирке при температуре до 95°C. Застежка-молния позволяет быстро разобрать чехол. Высокая устойчивость к дезинфицирующим средствам увеличивает срок службы матраса и снижает эксплуатационные расходы. Автоклавированная стерилизация гарантирует безопасность и предотвращает распространение бактерий, вирусов и грибов.



Высокая воздухопроницаемость



Возможна стерилизация в автоклаве



Антисептическое покрытие



Водонепроницаемое и паропроницаемое покрытие



Давление <18 мм рт.ст.



Гибкое покрытие для минимизации силы сдвига



Не воспламеняется CRIB5



Вес пациента с гарантированной терапевтической эффективностью

MAXX 250

МАТРАС ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ПРОТИВ ПРОЛЕЖНЕЙ 4 СТЕПЕНИ

Высококачественный матрас, используемый для профилактики и лечения пролежней до 4 степени (EPUAP) и для лечения боли, связанной с их возникновением. Трехслойная конструкция из пенополиуретана разной плотности и толщины с продольными и поперечными разрезами подстраивается под форму тела пациента, снижая давление на ткани. Водонепроницаемое дышащее покрытие с системой, минимизирующей силы сдвига, предотвращает повреждение кожи, поддерживая ее в надлежащем состоянии. Матрас предназначен для использования у пациентов с очень высоким риском развития пролежней.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Трехслойный пенополиуретановый матрас, применяемый при профилактике и лечении пролежней до 4 степени (ЭПУАП), изготовленный из негорючей пены разной плотности и толщины. Специальные зоны защищают голову и пятки пациента от пролежней. Эластичное покрытие с поверхностью, препятствующей размножению бактерий и вирусов, сводит к минимуму силы сдвига и защищает кожу пациента от повреждений. Обеспечивает терапевтическую эффективность для пациентов с массой тела от 40 до 250 кг.




КОМФОРТ

Высокоэластичный пенополиуретан различной плотности и толщины очень быстро реагирует на оказываемое давление, подстраиваясь под форму тела пациента. Покрытие, изготовленное из дышащего полиэфирно-полиуретанового покрытия, обеспечивает пациенту комфорт и сохраняет его кожу в нужном состоянии. Трехслойная конструкция высотой 18 см и тщательно подобранные материалы обеспечивают комфорт и адекватное выздоровление даже при длительном пребывании в медицинском учреждении.



ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Водонепроницаемое и дышащее покрытие предотвращает проникновение жидкостей внутрь матраса. Высококачественные материалы, используемые для изготовления чехла, обеспечивают его долговечность даже при стирке при температуре до 95°C. Застежка-молния позволяет быстро разобрать чехол. Высокая устойчивость к дезинфицирующим средствам увеличивает срок службы матраса и снижает эксплуатационные расходы. Автоклавированная стерилизация гарантирует безопасность и предотвращает распространение бактерий, вирусов и грибов.



Высокая воздухопроницаемость



Возможна стерилизация в автоклаве



Антисептическое покрытие



Водонепроницаемое и паронепроницаемое покрытие



Давление <18 мм рт.ст.



Гибкое покрытие для минимизации силы сдвига



Не воспламеняется CRIB5



Вес пациента с гарантированной терапевтической эффективностью

HYPER AIR Hybrid

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАС ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ДЛЯ ПРОЛЕЖНЕЙ 4 СТЕПЕНИ

Это высококачественный гибридный матрас против пролежней, используемый при лечении пролежней 4 степени (EPUAP). Сочетание двух видов негорючего пенополиуретана с 8 регулируемыми воздушными камерами обеспечивает максимальный комфорт пациента, предотвращает образование пролежней и играет важную роль в лечении боли. Полиуретановое водонепроницаемое покрытие предотвращает попадание жидкостей и обеспечивает коже достаточную воздухопроницаемость. Поверхность чехла уменьшает трение и предотвращает повреждение тканей. Конструкция матраса обеспечивает комфорт и безопасность даже при длительном пребывании в медицинских учреждениях. Матрас не требует подключения к электросети.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Гибридный матрас, используемый для профилактики и лечения пролежней 4 степени (EPUAP). Пенопласт EcoLast® в сочетании с самонадувающимся воздушным картриджем с регулятором давления и высокоэластичной пеной в области ног обеспечивают безопасность даже при длительном пребывании на нем. Гибкое покрытие с поверхностью, препятствующей размножению бактерий и вирусов, сводит к минимуму силу сдвига и защищает кожу пациента от повреждений. Обеспечивает терапевтическую эффективность для пациентов с массой тела от 0 до 250 кг.



КОМФОРТ

8 воздушных камер в области головы и туловища автоматически надуваются до максимального уровня (без пациента) и автоматически регулируют давление в зависимости от веса пациента с помощью регулируемого клапана. Технология GELTOUCH® с охлаждающим эффектом еще более комфортна для кожи пациента. Повышенная мягкость в области головы, наклонная поверхность и дополнительный слой пены в области стопы обеспечивают адекватное восстановление пациентов с высоким риском развития пролежней.



ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Водонепроницаемый и дышащий чехол со швами, сваренными ультразвуком, предотвращает проникновение жидкостей в матрас. Высококачественные материалы, используемые для изготовления чехла, обеспечивают его долговечность даже при стирке при температуре до 95°C. Застежка-молния позволяет быстро разобрать чехол. Высокая устойчивость к дезинфицирующим средствам увеличивает срок службы матраса и снижает эксплуатационные расходы. Автоклавизируемая стерилизация гарантирует безопасность и предотвращает распространение бактерий, вирусов и грибов.

Наклонная конструкция для уменьшения давления на стопы

Пенополиуретан EcoLast® — высокая прочность и низкий уровень выбросов CO²

Повышенная мягкость в области головы

Клапан для регулирования давления в камерах

Пенополиуретан Visco

Технология GELTOUCH®

8 регулируемых воздушных камер и уникальная технология GELTOUCH® с охлаждающим эффектом

Дополнительные усиления по бокам матраса для большей устойчивости



Высокая воздухопроницаемость



Возможна стерилизация в автоклаве



Антисептическое покрытие



Водонепроницаемое и паронепроницаемое покрытие



Давление <18 мм рт.ст.



Гибкое покрытие для минимизации силы сдвига



Не воспламеняется CRIB5



Вес пациента с гарантированной терапевтической эффективностью

**ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ
МАТРАСЫ С ФУНКЦИЕЙ
ЭВАКУАЦИИ**

ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТРАСЫ

С ФУНКЦИЕЙ ЭВАКУАЦИИ



Универсальное решение все в одном:

- матрас
- противопролежневая система
- эвакуационная система

Матрасы против пролежней с функцией эвакуации, это удобное решение, которое идеально подходит для кризисных ситуаций, таких как, например, пожар. Возможность быстрой транспортировки пациента с опасной территории это шарантия гарантия безопасности как больного, так и медперсонала.

БЕЗОПАСНО, БЫСТРО И КОМФОРТНО

- Интуитивные ремни с пряжками со специальной системой застегивания, позволяют безопасно и мгновенно обеспечить транспортировку пациента;
- 8 спасательных ручек, расположенных по сторонам позволяют стянуть матрас с кровати вместе с пациентом и транспортировать его в безопасное место;
- Усиленные боковые части для лучшей устойчивости;
- Специальный материал на нижней стороне покрытия ограничивает трение, благодаря этому матрас легко скользит по полу или эвакуационной лестнице;
- Конструкция матраса позволяет выполнять эвакуацию пациента одним человеком;
- Эвакуация с помощью матраса не требует использования другой техники и дает возможность преодолевать такие препятствия, как ступеньки или пороги;
- Комплексное решение экономит средства и время, очень важное во время эвакуации.



Отсканируйте QR-код
и посмотрите, как это
работает



evAQ PRO II



ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАС ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА С ФУНКЦИЕЙ ЭВАКУАЦИИ

Это комплексное решение, сочетающее в себе свойства высококачественного матраса против пролежней с функцией эвакуации. Матрас из трехслойной полиуретановой пены с продольными и поперечными разрезами снижает давление на тело человека, благодаря чему может использоваться для лечения пролежней до 4 степени (ЭПУАП), а также для профилактики пролежней и лечения боли. Водонепроницаемое и воздухопроницаемое покрытие с системой, минимизирующей силы сдвига, поддерживает кожу в надлежащем состоянии. Функция эвакуации позволяет быстро переместить пациента с больничной койки на транспортную тележку или, если тележку нельзя использовать, транспортировать пациента непосредственно на матрасе.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Трехслойный матрас из полиуретановой пены, применяемый при профилактике и лечении пролежней до 4 степени (ЭПУАП), изготовленный из негорючей пены разной плотности и толщины. Специальные зоны защищают голову и пятки пациента от пролежней. Обеспечивает терапевтическую эффективность для пациентов с массой тела от 0 до 150 кг. Функция эвакуации пациента позволяет быстро и безопасно транспортировать пациента из опасной зоны. Ремни с пряжками с системой быстрого крепления позволяют моментально зафиксировать пациента во время транспортировки, защищая его тело от травм.




КОМФОРТ

Высокоэластичный пенополиуретан различной плотности и толщины очень быстро реагирует на оказываемое давление, подстраиваясь под форму тела пациента. Покрытие, изготовленное из дышащего полиэфирно-полиуретанового покрытия, обеспечивает пациенту комфорт и сохраняет его кожу в нужном состоянии. Трехслойная конструкция высотой 15 см и тщательно подобранные материалы обеспечивают комфорт и адекватное выздоровление даже при длительном пребывании в медицинском учреждении. Предназначен для пациентов с очень высоким риском возникновения пролежней.



ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Водонепроницаемое и дышащее покрытие предотвращает проникновение жидкостей внутрь матраса. Высококачественные материалы, используемые для изготовления чехла, обеспечивают его долговечность даже при стирке при температуре до 95°C. Застежка-молния позволяет быстро разобрать чехол. Высокая устойчивость к дезинфицирующим средствам увеличивает срок службы матраса и снижает эксплуатационные расходы. Автоклавированная стерилизация гарантирует безопасность и предотвращает распространение бактерий, вирусов и грибов.



Высокая воздухопроницаемость



Возможна стерилизация в автоклаве



Антисептическое покрытие



Водонепроницаемое покрытие



Давление <18 мм рт.ст.



Гибкое покрытие для минимизации силы сдвига



Не воспламеняется CRIB5



Вес пациента с гарантированной терапевтической эффективностью 0-150 кг



Функция эвакуации

evAQ PRO XL

БАРИАТРИЧЕСКИЙ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАС ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА С ФУНКЦИЕЙ ЭВАКУАЦИИ

Это комплексное решение, сочетающее в себе свойства высококачественного матраса против пролежней для пациентов с весом до 250кг с функцией эвакуации. Матрас из трехслойной полиуретановой пены с продольными и поперечными разрезами снижает давление на тело человека, благодаря чему может использоваться для лечения пролежней до 4 степени (ЭПУАП), а также для профилактики пролежней и лечение боли. Водонепроницаемое и воздухопроницаемое покрытие с системой, минимизирующей силы сдвига, поддерживает кожу в надлежащем состоянии. Функция эвакуации позволяет быстро переместить пациента с больничной койки на транспортную тележку или, если тележку нельзя использовать, транспортировать пациента непосредственно на матрасе.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Трехслойный матрас из полиуретановой пены, применяемый при профилактике и лечении пролежней до 4 степени (ЭПУАП), изготовленный из негорючей пены разной плотности и толщины. Специальные зоны защищают голову и пятки пациента от пролежней. Обеспечивает терапевтическую эффективность для пациентов с массой тела от 40 до 250 кг. Функция эвакуации пациента позволяет быстро и безопасно транспортировать пациента из опасной зоны. Ремни с пряжками с системой быстрого крепления позволяют моментально зафиксировать пациента во время транспортировки, защищая его тело от травм.




КОМФОРТ

Высокоэластичный пенополиуретан различной плотности и толщины очень быстро реагирует на оказываемое давление, подстраиваясь под форму тела пациента. Покрытие, изготовленное из дышащего полиэфинополиуретанового покрытия, обеспечивает пациенту комфорт и сохраняет его кожу в нужном состоянии. Трехслойная конструкция высотой 18 см и тщательно подобранные материалы обеспечивают комфорт и адекватное выздоровление даже при длительном пребывании в медицинском учреждении. Предназначен для пациентов с очень высоким риском возникновения пролежней.



ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Водонепроницаемое и дышащее покрытие предотвращает проникновение жидкостей внутрь матраса. Высококачественные материалы, используемые для изготовления чехла, обеспечивают его долговечность даже при стирке при температуре до 95°C. Застежка-молния позволяет быстро разобрать чехол. Высокая устойчивость к дезинфицирующим средствам увеличивает срок службы матраса и снижает эксплуатационные расходы. Автоклавизируемая стерилизация гарантирует безопасность и предотвращает распространение бактерий, вирусов и грибов.



Высокая воздухопроницаемость



Возможна стерилизация в автоклаве



Антисептическое покрытие



Водонепроницаемое и паропроницаемое покрытие



Давление <18 мм рт.ст.



Гибкое покрытие для минимизации силы сдвига



Не воспламеняется CRIB5



Вес пациента с гарантированной терапевтической эффективностью



Функция эвакуации

A young woman with long blonde hair in a ponytail is lying in a hospital bed, smiling at the camera. She is wearing a light blue t-shirt. The bed has white linens with a blue geometric logo. The background shows a hospital room with a window and medical equipment.

МАТРАСЫ ПЕРЕМЕННОГО ДАВЛЕНИЯ”

FAMED CareSafe™



МАТРАС ПЕРЕМЕННОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ С НАСОСОМ

Автоматический матрас переменного давления, сделанный из 17 независимых воздушных камер, работающих с помощью насоса. Дополнительная пенополиуретановая прокладка защищает пациента в случае повреждения любой из камер. Матрас предназначен для использования пациентами с очень высоким риском развития пролежней. Тихий режим работы насоса, нагнетающего в камеры 8 литров воздуха в минуту, обеспечивает хороший ночной сон и выздоровление. Переменный или непрерывный режим терапии низким давлением и система автоматического регулирования давления в зависимости от веса пациента (до 250 кг) обеспечивают высокую терапевтическую эффективность. Водонепроницаемое и паропроницаемое покрытие предохраняет кожу пациента от повреждений и поддерживает ее в надлежащем состоянии.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Пена высокой плотности и 17 отдельных воздушных камер гарантируют правильную работу системы даже при повреждении отдельных фрагментов. Интеллектуальное перераспределение точек давления на самых больших участках тела, снижение давления до нуля в области стоп или минимизация давления на ткани в зонах, наиболее склонных к развитию пролежней, обеспечивают безопасность и эффективное выздоровление. Высококачественное антибактериальное и эластичное покрытие уменьшает и предотвращает повреждение кожи. Два клапана CPR позволяют немедленно приступить к спасательным мероприятиям.



КОМФОРТ

Многокамерная система с двумя режимами работы быстро реагирует на приложенное давление и адаптируется к форме тела пациента. Покрытие из полиэфирного полиамидного материала сводит к минимуму силу сдвига и поддерживает кожу пациента в надлежащем состоянии. Дополнительный слой поролона и разделение на две основные анатомические зоны обеспечивают комфорт и ускоряют выздоровление. Чрезвычайно тихий режим работы насоса (менее 35 дБ) обеспечивает крепкий сон и не мешает работе другого медицинского оборудования. Съемное покрытие, устойчивое к дезинфицирующим средствам, ремни для управления кабелями питания, а режим максимального заполнения упрощает работу медицинского персонала.



ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Переменный режим терапии низким давлением поочередно надувает и сдувает две ячейки матраса, за исключением фрагмента, расположенного в области головы. В зависимости от веса пациента насос рассчитывает давление воздуха, необходимого для заполнения камер, обеспечивая необходимые терапевтические условия. Режим непрерывной терапии низким давлением постоянно поддерживает заданное давление. Режим максимального заполнения быстро заполняет клетки до максимальной твердости, облегчая перемещение и изменение положения пациента. Насос работает с четырьмя регулируемыми циклами: 10, 15, 20 и 25 минут. Матрас рассчитан на поддержку пациентов весом до 250 кг.

Водонепроницаемое покрытие с застежкой-молнией



Высокая воздухопроницаемость



Антисептическое покрытие



Водонепроницаемое и паропроницаемое покрытие



Давление 22-55 мм рт.ст.



Гибкое покрытие для минимизации силы сдвига



Вес пациента с гарантированной терапевтической эффективностью




НАСОС:

- Насос производительностью 8 литров в минуту наполняет матрас с нулевого до максимального уровня за 22 минуты.
- Переменный режим терапии низким давлением: наполненные и пустые ячейки последовательно чередуются по две, за исключением ячеек, расположенных в области головы пациента.
- Непрерывный (статический) режим терапии низким давлением: в камерах постоянно поддерживается заданное давление.
- Автоматический расчет, адаптация давления и жесткости матраса к весу пациента.
- Режим максимального наполнения позволяет быстро заполнить камеры до максимального давления (жесткости) матраса, что упрощает перенос и изменение положения пациента.
- Возможность дополнительного надувания зоны сиденья, увеличивает давление в воздушных камерах, расположенных в области крестца, облегчая пациенту опору и сидение на матрасе.
- Четыре режима для регулирования времени циклов: 10, 15, 20 и 25 минут.
- Автоматическая блокировка панели насоса через 5 минут бездействия для предотвращения непреднамеренного включения.
- Два клапана CPR обеспечивают немедленный выпуск воздуха из камер в экстренных ситуациях: клапан CPR в насосе и в воздушном соединении с матрасом.
- Крышка транспортного разъема позволяет поддерживать давление воздуха в камерах до 12 часов.
- Очень тихая работа.
- Диапазон давления от 20 до 55 мм рт.ст.




ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 17 индивидуальных сменных воздушных камер.
- Дополнительная подкладка из поролона для большей стабильности и безопасности.
- Эффективный насос с тихим режимом работы.
- Двухсекционный чехол застегивается на молнию - две молнии на 180°.
- Восемь кабельных стяжек с фиксирующим зажимом предотвращают защемление и запутывание кабелей.
- Крепежные ремни в нижней части чехла позволяют прикрепить матрас к кровати.
- Водонепроницаемое двухслойное покрытие.
- Четыре ручки для удобной транспортировки матраса.
- Три режима работы насоса: непрерывный режим терапии низким давлением, переменный режим терапии низким давлением и режим максимального наполнения.
- Четыре регулируемые рабочие циклы.




Технические данные:


	ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТРАЦЫ			
	Famed MP 01	HYPER FOAM Plus	HYPER FOAM Plus Clinic	HYPER FOAM 2
Длина	1900/1960/2000/2060 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Ширина	760/840/850/865 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Толщина	120/140/150/160 mm	140 mm	140mm	150mm
Максимальный вес пациента	200 kg	140 kg	140 kg	150 kg
Степень пролежней EPUAP	до 2 степени	до 3 степени	до 3 степени	до 4 степени
Риск наступления пролежней	средние	средние	средние	очень высокие
Количество слоев материала	4	2	2	3
Укрепление краев	ДА	НЕТ	ДА	НЕТ
Водонепроницаемость	ДА	ДА	ДА	ДА
Не воспламеняется	НЕТ	ДА- CRIB5	ДА - CRIB5	ДА - CRIB5
Возможна стерилизация в автоклаве	НЕТ	ДА	ДА	ДА
Функция эвакуации пациента	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
Покрытие	полиэстер, полиуретан	полиэстер, полиуретан	полиэстер, полиуретан	полиэстер, полиуретан
Наполнение	Высокоэластичный поролон EvoPore HRC, амортизирующий поролон SAF 6060, усиленный поролон TEX	высокоэластичный пенополиуретан, пенополиэфирный воролон	высокоэластичный пенополиуретан, пенополиэфирный воролон	высокоэластичный пенополиуретан, пенополиэфирный воролон




Famed
MP-01




HyperFoam
Plus




HyperFoam
Plus Clinic



Maxx
250




evAQ
PRO II




HYPERFoam
Hyb


МАТРАСЫ			ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТРАСЫ С ФУНКЦИЕЙ ЭВАКУАЦИИ		МАТРАСЫ С ПЕРЕМЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ
HYPER FOAM 2 Clinic	MAXX 250	HYPER AIR® Hybrid	evAQ PRO II	evAQ PRO XL	Famed CareSafe™
2000 mm	2000 mm	1960/2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
850 mm	850 mm	860 mm	850 mm	850 mm	850 mm
150mm	180mm	160 mm	150 mm	180 mm	200 mm
150 kg	250 kg	250 kg	150 kg	250 kg	250 kg
до 4 степени	до 4 степени	до 4 степени	до 4 степени	до 4 степени	до 3 степени
очень высокие	очень высокие	очень высокие	очень высокие	очень высокие	высокие
3	3	3	3	3	2
ДА	НЕТ	ДА	ДА	ДА	НЕТ
ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
ДА- CRIB5	ДА- CRIB5	ДА- CRIB5	ДА- CRIB5	ДА- CRIB5	ДА- CRIB5
ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕТ
НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА	НЕТ
полиэстер, полиуретан	полиэстер, полиуретан	полиэстер, полиуретан	полиэстер, полиуретан	полиэстер, полиуретан	poliuretan, poliamid
высокоэластичный пенополиуретан, пенополиэфирный воролон	высокоэластичный пенополиуретан, пенополиэфирный воролон	пенополиуретан EcoLast®, поролон VISCO, 8 самонадувающихся воздушных камер	высокоэластичный пенополиуретан, пенополиэфирный воролон	высокоэластичный пенополиуретан, пенополиэфирный воролон	пенополиуретан, 17 индивидуальных воздушных камер




HyperFoam 2 Clinic




HyperFoam 2 Hybrid



HyperFoam 2 Clinic




HyperFoam 2 Hybrid



evAQ PRO II XL



Famed CareSafe™



ПАЛИТРА

ВКЛЕЕК

ДИЗАЙН ВКЛЕЕК



БАЗОВЫЙ ДИЗАЙН ВКЛЕЕК НА ТОРЦЫ И БОКОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Стандартный дизайн вклеек на больничные кровати

Базовый дизайн

Базовые цвета*



Famed NEXO
Blue triangles



Famed NANO
Dark blue



Famed LE-13
Colorful style

RAL 5002

RAL 5024

RAL 1015

RAL 6027

RAL 1018

RAL 6019

RAL 4006

* В кроватях NEXO с боковыми ограждениями SoftDropPlus™ доступны только RAL 5002 и RAL 6027

Стандартный дизайн вклеек для родовых кроватей

Базовый дизайн

Базовые цвета*



Famed FREYA
Magnolia flower

RAL 5002

RAL 5024

RAL 1015

RAL 6027

RAL 1018

RAL 6019

RAL 4006



НЕСТАНДАРТНЫЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПЛАТНЫЙ ДИЗАЙН ВКЛЕЕК НА ТОРЦЫ И БОКОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



Nr 001 Aster



Nr 002 Grass



Nr 003 Mountains



Nr 004 Forest



Nr 005 Cyber blue



Nr 006 Poligonal blue



Nr 007 Poligonal green



Nr 008 Colorful triangles



Nr 008 Children



Nr 008 Animals

* Срок реализации - 6 недель.

Цвета торцов из ламината в простых кроватях

U-0125

U-0610

U-0635

U-0515



В простых кроватях с пластиковыми торцами доступны стандартные и нестандартные дизайны вклеек.

СПЕРСОНАЛИЗИРУЙТЕ ВКЛЕЙКИ ДЛЯ ВАШЕЙ БОЛЬНИЧНОЙ ИЛИ РОДОВОЙ КРОВАТИ

У вас есть возможность создать свой собственный уникальный дизайн на торцах и боковых ограждениях. Воспользуйтесь предложениями в нашей галерее или создайте свой собственный дизайн и позвольте нам сделать это *.



* Дополнительно оплачиваемые дизайны вклеек - время на разработку и печать - 6 недель.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://famed.nt-rt.ru> || fde@nt-rt.ru