

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://famed.nt-rt.ru> || fde@nt-rt.ru

Принадлежности для гинекологии, проктологии, урологии. Описание

ОПОРЫ ДЛЯ КОЛЕН

Опоры для колен по Геппелю помимо гинекологических операций используются также в проктологии и урологии.



Умягченные литыми (бесшовными) полиуретановыми матрацами, анатомически изогнутые части опор, шарнирно закреплены на стойках из нержавеющей стали. Благодаря шарнирному соединению и мультипозиционному креплению, каждая опора может быть отрегулирована по высоте, длине и глубине относительно поверхности ложа операционного стола, а кроме того, опорная часть свободно регулируется во всех направлениях по горизонтали и вертикали вокруг своей оси. Такое разнообразие выбора положений, позволяет использовать опоры для колен в положениях пациента «лежа», «полулежа» и «сидя».

Опоры для колен предлагаются парами и могут использоваться совместно со всеми операционными столами FAMED. Однако, для бариатрических операционных столов типа HIPERION, мы предлагаем усиленные опоры для колен, рассчитанные на сверхвысокие нагрузки *.

Размеры рабочей части опоры 295мм x 190мм x 25мм

Длина опорной штанги (регулировка по высоте) 500 мм

В комплект каждой опоры входит фиксирующий ремень, для использования которого с нижней стороны рабочей части предусмотрено крепление из нержавеющей стали.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛОТОК

Лоток изготовлен из медицинской нержавеющей стали AISI 316L.

Благодаря поворотному держателю имеет регулировку в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси кронштейна.

Предназначен для установки на тазовой секции операционного стола после снятия одной или обеих ножных секций ложа или на секции спины после снятия головной секции. Благодаря универсальному решению крепления, держатель лотка может быть установлен с любой стороны операционного стола FAMED с взаимозаменяемыми секциями ног и головы, в том числе SU-02, SU-03, SU-05.



Размеры 325мм x 265мм x 65мм

Объем 4л

Для урологических операций рекомендуется использовать урологический лоток с дренажным отверстием и сливным шлангом, а также дополнительную сетку из нержавеющей стали.

УРОЛОГИЧЕСКИЙ ЛОТОК

Лоток изготовлен из медицинской нержавеющей стали AISI 316L.

Предназначен для установки на тазовой секции операционного стола после снятия одной или обеих ножных секций ложа или на секции спины после снятия головной секции. Благодаря поворотному держателю имеет регулировку в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси кронштейна и может быть установлен с любой стороны операционного стола FAMED с взаимозаменяемыми секциями ног и головы, в том числе SU-02, SU-03, SU-05.



Размеры 325мм x 265мм x 65мм

Объем 4л

Отверстие сливное Ø18 мм в комплекте со шлангом


Дополнительно можно заказать сетку из нержавеющей стали (артикул WS-89.5).

ПРОКТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИСТАВКА

Проктологическая приставка используется для позиционирования пациента в колено-локтевом положении.

Комплект приставки состоит из двух основных частей:

- роликовой опоры для абдоминальной области с полиуретановым цилиндрическим умягчением и двумя мультипозиционными креплениями;
- подставки для колен с бесшовным матрасом и двумя креплениями.



Размеры коленной опоры: 500мм x 290мм x 45мм

Ширина роликовой опоры: 445мм

Диаметр роликовой опоры: 80мм или 210мм

Конструкция позволяет регулировать высоту подставки для колен, а также высоту и угол наклона абдоминальной роликовой опоры.

ДЕРЖАТЕЛЬ МОЧЕПРИЕМНИКА

Держатель одноразового мочеприемника WS-92.5 FAMED служит для подвешивания мешочка непосредственно на операционном столе. Держатель изготовлен из нержавеющей стали и снабжён флажковым замком, предохраняющим его от случайного выпадения из корпуса зажима.



ПРИСТАВКА СТРЕМЯННАЯ ДЛЯ ЛИТОТОМИИ

Литотомические стремена служат для поддержки ног пациента, например, в литотомическом положении. Держатели в форме петли, легко снимаются для мойки и дезинфекции.

Регулировка по высоте в двух точках: на зажимах, находящихся на опорах, и в адаптере на планке.



Предлагается к поставке в паре. Опционально можно заказать одну штуку.

СЕТКА ДЛЯ УРОЛОГИЧЕСКОГО ЛОТКА

Сетка из нержавеющей стали предназначена для использования с урологическими лотками FAMED. Специальная конструкция из нержавеющей стали с удобными ручками позволяет легко устанавливать сетку в лоток и извлекать из него.



Размеры: 250мм x 200мм x 120мм.



ГИНЕКОЛОГИЧЕСКО-УРОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ ЛОЖА

Дополнительная гинекологическо-урологическая секция предназначена для удлинения ложа операционного стола FAMED.

Секция быстросъемная, может быть установлена вместо ножных секций или вместо секции изголовья. Конструкция состоит из металлического каркаса, изготовленного из медицинской нержавеющей стали AISI 316L и формованного (бесшовного) антистатического полиуретанового матраса с гинекологическим вырезом.

Секция оснащена двумя боковыми направляющими европейского стандарта для установки принадлежностей и держателем урологического/гинекологического лотка.



Размеры 500мм x 370мм x 50мм.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47